

## ECARTEUR CUSHING, 20 CM X 15 MM

Réf. IE08820



## ECARTEUR CUSHING, 20 CM X 15 MM

Réf. IE08820

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016429
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,4	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	20,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,040	Poids conditionnement (kg) :	0,040
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE08820