

MANDRIN AVEC POIGNÉE EN T ET CLÉ

Réf. IM31000



MANDRIN AVEC POIGNÉE EN T ET CLÉ

Réf. **IM31000**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I_r

Marquage : CE

Code barres : 3661040020822

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,0

Largeur conditionnement (cm) : 1,0

Longueur unitaire (cm) : 13,5

Longueur conditionnement (cm) : 13,5

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) : 0,2

Poids unitaire (kg) : 0,417

Poids conditionnement (kg) : 0,417

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM31000