

## SET DE 3 LAMES POUR OUVRE-BOUCHE DE KILNER-DOUGHTY

Réf. IO02611



# SET DE 3 LAMES POUR OUVRE-BOUCHE DE KILNER-DOUGHTY

Réf. IO02611

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040165745

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,340

Poids conditionnement (kg) : 0,340

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:46 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IO02611