

## PERFORATEUR À MAIN HUDSON, 5 FRAISES, 1 RALLONGE

Réf. IP78100



# PERFORATEUR À MAIN HUDSON, 5 FRAISES, 1 RALLONGE



Réf. IP78100

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040028705

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 14,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 28,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 4,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,032

Poids conditionnement (kg) : 1,032

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



11/08/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP78100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.