


## PINCE CHÉRON, 24 CM -IS

Réf. IP13624



# PINCE CHÉRON, 24 CM -IS



Réf. IP13624

Utilisée en gynécologie, optimise la préhension des compresses et des pansements

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |               |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe Ir                       |               |
| Marquage :                           | CE        | Code barres :                   | 3661040022765 |
| Garantie (mois) :                    | 24        | Code douanier :                 | 90189090      |
| Stérile :                            | Non       |                                 |               |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |               |
| Largeur unitaire (cm) :              | 8,7       | Largeur conditionnement (cm) :  | 28,0          |
| Longueur unitaire (cm) :             | 24,0      | Longueur conditionnement (cm) : | 9,0           |
| Hauteur unitaire (cm) :              | 0,3       | Hauteur conditionnement (cm) :  |               |
| Poids unitaire (kg) :                | 0,090     | Poids conditionnement (kg) :    | 0,030         |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |               |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)         |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)         |



30/03/2022 17:02 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP13624

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.