

SCIE À PLÂTRE ENGEL, 15 CM

Réf. IS15115



SCIE À PLÂTRE ENGEL, 15 CM



Réf. IS15115

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030814

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,2

Largeur conditionnement (cm) : 7,2

Longueur unitaire (cm) : 15,2

Longueur conditionnement (cm) : 15,2

Hauteur unitaire (cm) : 0,9

Hauteur conditionnement (cm) : 0,9

Poids unitaire (kg) : 0,105

Poids conditionnement (kg) : 0,105

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS15115

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.