

PINCE BIPOLAIRE DROITE

Réf. IP99999



PINCE BIPOLAIRE DROITE



Réf. IP99999

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 8964000450109

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : 2,0

Longueur conditionnement (cm) : 2,0

Hauteur unitaire (cm) : 25,0

Hauteur conditionnement (cm) : 25,0

Poids unitaire (kg) : 0,060

Poids conditionnement (kg) : 0,060

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP99999

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.