

ANNEAU DE RECHANGE POUR MARTEAU VERNON

Réf. ID06611



ANNEAU DE RECHANGE POUR MARTEAU VERNON



Réf. **ID06611**

Anneau noir de rechange pour marteau à reflexes de Vernon Enfant
 Diamètre total de l'anneau : 3.73 cm
 Largeur du caoutchou : 0.95 cm

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040013596
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	6,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	24,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,010	Poids conditionnement (kg) :	0,010
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID06611