

PERFORATEUR DE HUDSON - VILLEBREQUIN SEUL

Réf. IP78101



PERFORATEUR DE HUDSON - VILLEBREQUIN SEUL



Réf. IP78101

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040035796

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 27,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,056

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP78101

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.