

## GOUGE MOUSSE, REPOUSSE-CHAIR, 2 MM

Réf. IG16000



## GOUGE MOUSSE, REPOUSSE-CHAIR, 2 MM



Réf. IG16000

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019062
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,0	Largeur conditionnement (cm) :	1,0
Longueur unitaire (cm) :	14,5	Longueur conditionnement (cm) :	14,5
Hauteur unitaire (cm) :	0,4	Hauteur conditionnement (cm) :	0,4
Poids unitaire (kg) :	0,018	Poids conditionnement (kg) :	0,020
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IG16000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.