

GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 1,5 MM X 14 CM

Réf. IG18015



GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 1,5 MM X 14 CM



Réf. IG18015

Gouges tranchantes
8 tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019093
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,2	Largeur conditionnement (cm) :	0,9
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	14,5
Hauteur unitaire (cm) :	0,4	Hauteur conditionnement (cm) :	0,4
Poids unitaire (kg) :	0,018	Poids conditionnement (kg) :	0,018
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG18015

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.