

GOUGE TRANCHANTE, POUR PÉDICURIE, 2 MM X 14 CM

Réf. IG18020



GOUGE TRCHANANTE, POUR PÉDICURIE, 2 MM X 14 CM



Réf. IG18020

Gouges tranchantes
8 tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019109
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,8	Largeur conditionnement (cm) :	0,8
Longueur unitaire (cm) :	14,0	Longueur conditionnement (cm) :	14,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	0,5
Poids unitaire (kg) :	0,017	Poids conditionnement (kg) :	0,017
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG18020

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.