

## GOUGE TRANCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3 MM X 14 CM

Réf. IG18030



# GOUGE TRCHANTE, POUR PÉDICURIE, 3 MM X 14 CM



Réf. IG18030

Gouges tranchantes  
8 tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040019116
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,9	Largeur conditionnement (cm) :	0,9
Longueur unitaire (cm) :	14,5	Longueur conditionnement (cm) :	14,5
Hauteur unitaire (cm) :	0,5	Hauteur conditionnement (cm) :	0,5
Poids unitaire (kg) :	0,019	Poids conditionnement (kg) :	0,019
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IG18030

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.