

PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM, TUNGSTÈNE, FRONTALE DIAM MAX 2.5 MM

Réf. IP80422



PINCE COUPE-BROCHE, 4 ART, 22 CM, TUNGSTÈNE, FRONTALE DIAM MAX 2.5 MM



Réf. **IP80422**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040028729
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,3	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	22,1	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,9	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,520	Poids conditionnement (kg) :	0,520
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP80422

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.