

PINCE COUPE-BROCHE, TYPE MONSEIGNEUR, 4 ART., 47 CM, DIA. MAX 6 MM

Réf. IP80847



PINCE COUPE-BROCHE, TYPE MONSEIGNEUR, 4 ART., 47 CM, DIA. MAX 6 MM



Réf. IP80847

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040127989

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,0

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) : 47,2

Longueur conditionnement (cm) : 47,2

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,426

Poids conditionnement (kg) : 0,426

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP80847

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.