

SERRE-TUBE MOHR, 18 X 18 MM

Réf. IS13618



SERRE-TUBE MOHR, 18 X 18 MM

Réf. IS13618

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I _r	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030777
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	1,8	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,015	Poids conditionnement (kg) :	0,015
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS13618

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.