

SCIE GIGLI, 50 CM, LA DIZAINE

Réf. IS15100



SCIE GIGLI, 50 CM, LA DIZAINÉ

Réf. IS15100

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040030784

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,1

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,027

Poids conditionnement (kg) : 0,027

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS15100