

## LAME POUR SCIE À PLÂTRE D'ENGEL

Réf. IS15116



## LAME POUR SCIE À PLÂTRE D'ENGEL

Réf. IS15116

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030821
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	6,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	7,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	0,1
Poids unitaire (kg) :	0,018	Poids conditionnement (kg) :	0,018
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		(N/A)	Température maxi :
Humidité mini :		(N/A)	Humidité maxi :
		(N/A)	(N/A)



30/03/2022 21:43 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS15116