

## POIGNÉE POUR SCIE GIGLI, LA PAIRE

Réf. IS15150



## POIGNÉE POUR SCIE GIGLI, LA PAIRE



Réf. IS15150

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030838

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,2

Largeur conditionnement (cm) : 7,2

Longueur unitaire (cm) : 11,5

Longueur conditionnement (cm) : 11,5

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) : 1,2

Poids unitaire (kg) : 0,056

Poids conditionnement (kg) : 0,056

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:43 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS15150

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.