

LAMES DE RECHANGE POUR SCIE CHARRIÈRE, 36 CM, LA PAIRE

Réf. IS15237



LAMES DE RECHANGE POUR SCIE CHARRIÈRE, 36 CM, LA PAIRE



Réf. IS15237

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030869
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,8	Largeur conditionnement (cm) :	1,8
Longueur unitaire (cm) :	22,2	Longueur conditionnement (cm) :	22,2
Hauteur unitaire (cm) :	0,4	Hauteur conditionnement (cm) :	0,4
Poids unitaire (kg) :	0,056	Poids conditionnement (kg) :	0,056
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:43 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS15237

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.