

GOUGE DE STILLE, 20 CM X 10 MM

Réf. IG02210



GOUGE DE STILLE, 20 CM X 10 MM



Réf. IG02210

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040018768

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,2

Largeur conditionnement (cm) : 2,2

Longueur unitaire (cm) : 20,4

Longueur conditionnement (cm) : 20,4

Hauteur unitaire (cm) : 2,2

Hauteur conditionnement (cm) : 2,2

Poids unitaire (kg) : 0,170

Poids conditionnement (kg) : 0,170

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



25/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG02210

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.