

SERINGUE À OREILLE, 110 ML

Réf. IS17110



SERINGUE À OREILLE, 110 ML



Réf. **IS17110**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030951

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 23,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,279

Poids conditionnement (kg) : 0,280

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS17110

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.