

GOUGE DE PARTCH, 140 MM X 6 MM

Réf. IG02301



GOUGE DE PARTCH, 140 MM X 6 MM



Réf. IG02301

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040039008

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,0

Largeur conditionnement (cm) : 1,0

Longueur unitaire (cm) : 14,0

Longueur conditionnement (cm) : 14,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,6

Hauteur conditionnement (cm) : 0,6

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG02301

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.