

RUGINE DE JOSEPH DROITE 17 CM X 3 MM

Réf. IR08703



RUGINE DE JOSEPH DROITE 17 CM X 3 MM



Réf. IR08703

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040150505
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	2,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	1,7
Poids unitaire (kg) :	0,085	Poids conditionnement (kg) :	0,085
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 22:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR08703

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.