

GOUGE DE STAGNARA, MANCHE ANTIDÉRAPANT, 30 CM X 10 MM

Réf. IG09410



GOUGE DE STAGNARA, MANCHE ANTIDÉRAPANT, 30 CM X 10 MM

Réf. IG09410

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040018997

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,5

Largeur conditionnement (cm) : 8,5

Longueur unitaire (cm) : 35,7

Longueur conditionnement (cm) : 35,7

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,113

Poids conditionnement (kg) : 0,113

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG09410