

## RUGINE DOYEN, ADULTE, À GAUCHE, 17 CM

Réf. IR06500



## RUGINE DOYEN, ADULTE, À GAUCHE, 17 CM



Réf. IR06500

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I <sub>r</sub>	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029092
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	3,2	Largeur conditionnement (cm) :	3,2
Longueur unitaire (cm) :	17,6	Longueur conditionnement (cm) :	17,6
Hauteur unitaire (cm) :	2,0	Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :	0,069	Poids conditionnement (kg) :	0,069
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IR06500

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.