

RUGINE DOYEN, ENFANT, À GAUCHE, 15 CM

Réf. IR06510



RUGINE DOYEN, ENFANT, À GAUCHE, 15 CM



Réf. IR06510

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040029108

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,0

Largeur conditionnement (cm) : 3,0

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) : 2,2

Hauteur conditionnement (cm) : 2,2

Poids unitaire (kg) : 0,049

Poids conditionnement (kg) : 0,049

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IR06510

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.