

LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 10 MM

Réf. IL11810



LEVIER À OS LANGE HOHMANN, 27 CM, 40 MM X 10 MM



Réf. **IL11810**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040020242

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,1

Largeur conditionnement (cm) : 3,1

Longueur unitaire (cm) : 27,6

Longueur conditionnement (cm) : 27,6

Hauteur unitaire (cm) : 0,4

Hauteur conditionnement (cm) : 0,4

Poids unitaire (kg) : 0,097

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11810

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.