

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM

Réf. IL11817



LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN, 17 CM, 17 MM



Réf. IL11817

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040020259
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,0	Largeur conditionnement (cm) :	2,0
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	0,7
Poids unitaire (kg) :	0,097	Poids conditionnement (kg) :	0,097
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11817

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.