

LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM

Réf. IL11818



LEVIER À OS DE MINI-HOHMANN 17 CM X 6 MM



Réf. IL11818

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040038957

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,4

Largeur conditionnement (cm) : 1,4

Longueur unitaire (cm) : 17,2

Longueur conditionnement (cm) : 17,2

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) : 0,3

Poids unitaire (kg) : 0,025

Poids conditionnement (kg) : 0,025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IL11818

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.