

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 15/16

Réf. IS01415

Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N° 15/16

Réf. **IS01415**

Bougié Hégar double, inox
15 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029610
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	21,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	5,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,077	Poids conditionnement (kg) :	0,077
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01415

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.