

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°25/26

Réf. IS01425

Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°25/26



Réf. **IS01425**

Bougié Hégar double, inox
15 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029665
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	21,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,8	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,183	Poids conditionnement (kg) :	0,183
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01425

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.