

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°27/28**

Réf. IS01427

Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°27/28**Réf. **IS01427**

Bougié Hégar double, inox
15 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040029672

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,183

Poids conditionnement (kg) : 0,183

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01427