

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°2

Réf. IS01602



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°2**Réf. IS01602**

Bougié Hégar simple, inox
30 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040029726

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 0,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,008

Poids conditionnement (kg) : 0,008

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 21:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01602

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.