

ECARTEUR O'SULLIVAN O'CONNOR, VALVES (4) 110 X 70, 80 X 45 MM

Réf. IE90201



ECARTEUR O'SULLIVAN O'CONNOR, VALVES (4) 110 X 70, 80 X 45 MM

Réf. IE90201

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040138282

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,105

Poids conditionnement (kg) : 1,105

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 22:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE90201