

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°14

Réf. IS01614



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°14**

**Réf. IS01614**

Bougié Hégar simple, inox  
30 Tailles disponibles, nous consulter

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040029849

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

**MESURES****Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 1,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,059

Poids conditionnement (kg) : 0,059

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS01614