

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°16

Réf. IS01616



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°16****Réf. IS01616**

Bougié Hégar simple, inox  
30 Tailles disponibles, nous consulter

<b>CARACTERISTIQUES</b>			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029863
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
<b>MESURES</b>	<b>Unité nue</b>	<b>Unité emballée</b>	
Largeur unitaire (cm) :	1,3	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	19,4	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,069	Poids conditionnement (kg) :	0,069
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :</b>			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS01616

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.