

BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°17

Réf. IS01617



Exemple de bougies Hégar simple, inox.
30 tailles disponibles, nous consulter



BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°17**Réf. IS01617**

Bougié Hégar simple, inox
30 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040029870

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 1,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,057

Poids conditionnement (kg) : 0,057

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 21:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01617