

DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 18 CM

Réf. ID25518



DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 18 CM

Réf. **ID25518**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040013817

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,091

Poids conditionnement (kg) : 0,091

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:26 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID25518