

DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 25 CM

Réf. ID25525



DAVIER VERBRUGGE, RÉDUCTEUR, MORS ACÉRÉS, COUDÉ, 25 CM



Réf. ID25525

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040044279
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,188
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:26 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID25525

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.