

## BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°28

Réf. IS01628



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



**BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°28**

**Réf. IS01628**

Bougié Hégar simple, inox  
30 Tailles disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I <sub>r</sub>	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029986
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	19,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,159	Poids conditionnement (kg) :	0,159
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:37 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS01628

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.