

BOUGIE HÉGAR ,SIMPLE INOX, 19 CM, SÉRIE DE 30 PIÈCES: N°1 À N°30

Réf. IS01632



BOUGIE HÉGAR ,SIMPLE INOX, 19 CM, SÉRIE DE 30 PIÈCES: N°1 À N°30

Réf. IS01632

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040030029
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	2,400	Poids conditionnement (kg) :	2,550
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS01632