

DAVIER VERBRUGGE, PRÉHENSEUR, MORS DENTÉS, COUDÉ, 45 CM

Réf. ID26545



DAVIER VERBRUGGE, PRÉHENSEUR, MORS DENTÉS, COUDÉ, 45 CM



Réf. ID26545

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040039053

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID26545

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.