

## OSTÉOTOME LAMBOTTE, 23 CM, DROIT, 44 MM

Réf. IO10401



# OSTÉOTOME LAMBOTTE, 23 CM, DROIT, 44 MM



Réf. **IO10401**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040115191

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,040

Poids conditionnement (kg) : 0,040

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:53 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IO10401

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.