

ECARTEUR GERSTER, POUR DAVIER DE LOWMAN, 15 CM

Réf. IE42100



 Holtex

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTIE



CE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II

ECARTEUR GERSTER, POUR DAVIER DE LOWMAN, 15 CM

Réf. IE42100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040017785
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	6,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	16,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,1	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,297	Poids conditionnement (kg) :	0,297
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:42 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE42100