

DILATATEUR AORTIQUE DE TUBBS (8 À 42 MM)

Réf. ID28430



DILATATEUR AORTIQUE DE TUBBS (8 À 42 MM)



Réf. ID28430

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe III

Marquage : CE

Code barres : 3661040084312

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 16,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 20,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,229

Poids conditionnement (kg) : 0,229

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID28430

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.