

## RUGINE DE DUPUY-DUTEMPS

Réf. IR09300



## RUGINE DE DUPUY-DUTEMPS

Réf. IR09300

CARACTERISTIQUES				
Dispositif médical :	Oui	Classe I		
Marquage :	CE	Code barres :	3661040029399	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090	
Stérile :	Non			
MESURES		Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,9		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	14,2		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,8		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,022		Poids conditionnement (kg) :	0,022
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :				
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)	
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)	



31/03/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IR09300