


SPÉCULUM VAGINAL GRAVES, MOYEN MODÈLE, 35 MM, LONG 95 MM

Réf. IS06150



SPÉCULUM VAGINAL GRAVES, MOYEN MODÈLE, 35 MM, LONG 95 MM



Réf. **IS06150**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040030494

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 14,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,128

Poids conditionnement (kg) : 0,184

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:41 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS06150

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.