

GRUENWALD EN BAYONETTE 20 CM

Réf. IP01010



GRUENWALD EN BAYONETTE 20 CM



Réf. IP01010

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040085630

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,3

Largeur conditionnement (cm) : 1,3

Longueur unitaire (cm) : 20,0

Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) : 0,8

Hauteur conditionnement (cm) : 0,8

Poids unitaire (kg) : 0,031

Poids conditionnement (kg) : 0,031

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP01010

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.