

PINCE CLAMP BULLDOG DE BAKEY, DROITE, 6 CM

Réf. IP55106



PINCE CLAMP BULLDOG DE BAKEY, DROITE, 6 CM



Réf. IP55106

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040028439

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,9

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,011

Poids conditionnement (kg) : 0,011

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:27 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP55106

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.